







CM / CM2シリーズ

小型落射顕微鏡 CM/CM2シリーズとカメラの撮像素子サイズ対応表

CM / CM2 シリーズ	CM2-F175	CM2-F10	CM2-C10 CM2-C175		CM-5A CM-10A / L CM-20A / L CM-30A2 / L2 CM-70L	
カメラの 撮像素子サイズ	対角長：43.2mm  35mmフルサイズ	対角長：25mm  4/3型 (フォーサーズ)	21.6mm  1型	15.8mm  2/3型	11mm  1/3型	6mm  1/3型

※カメラ撮像素子のサイズは、記載のサイズ以下であればカバーします。